

Silhouet-Tone

LA MICRODERMABRASION À SON MEILLEUR



SILVER PEEL

Appareil de microdermabrasion sans cristaux permettant une exfoliation uniforme avec le système de pointes de diamants.

ESSENTIAL PEEL

Dispositif de microdermabrasion professionnel fonctionnant en double mode : système sans cristaux ou application de cristaux de corindon avec le système unique Turbo Flow. Économique et efficace.

VORTEX PEEL

Appareil professionnel haut de gamme offrant notre plus puissant programme de microdermabrasion qui fonctionne en double mode : système sans cristaux ou application de cristaux de corindon avec le système unique Turbo Flow.

Silhouet-Tone

LES ESSENTIELS POUR VOTRE INSTITUT

VAPORISATEUR BLUSTREAM*

- Prêt à l'utilisation en 7 minutes
- Température contrôlée constamment
 - Générateur silencieux
- Réservoir biocompatible et composants non toxiques
- Double certification CSA-US



*Base non-inclus

CIRRUS 500*

Le Combo Cirrus 500 combine les avantages de 4 fonctions esthétiques essentielles et 2 procédures spécialisées pour une série de soins du visage unique avec des résultats optimaux.

- Assainissement • Brosses rotatives • Micro-effleurages
- Drainage • Infusion



*Base, vaporisateur et accessoires non-inclus

MULTIPIIL

Chauffe cire ajustable permettant une diffusion uniforme de la chaleur et une consistance parfaite de la cire. Approuvé CSA CE, il se raccorde facilement 4 autres chauffeuses cires avec une seule prise de courant.



CIRRUS ULTRADERM

Appareil de HF compact, utilisé pour ses effets stimulants, apaisants et assainissants.



CIRRUS IONTODERM

Appareil de nettoyage en profondeur à sélection rapide permettant de liquéfier les dépôts de sébum. Dispose d'une double fonction : nettoyage et ionisation.



CIRRUS BROSSES ROTATIVES

Appareil utilisé en début de soin permettant le nettoyage et l'exfoliation du visage et du corps. Il dispose de 3 brosses : 2 en soie souple pour le visage et le cou de 2 tailles différentes et 1 plus ferme pour le dos et les pieds.

S.T Médic

DIVISION MÉDICO-ESTHÉTIQUE



MPR TOROIDAL RF VISAGE ET CORPS N° 100677*

RAJEUNISSEMENT DU VISAGE | RAFFERMISSEMENT DU CORPS

Le système de radiofréquence MPR Toroidal RF pour le Visage et le Corps propose un procédé naturel de rajeunissement et de raffermissement des muscles ainsi qu'un moyen efficace de lutter contre la cellulite en se basant sur une distribution toroïdale des ondes de radiofréquence. Cette méthode de distribution tout à fait révolutionnaire permet à la fois d'uniformiser la transmission d'énergie et d'atteindre rapidement la température thérapeutique tout en contrôlant efficacement la chaleur durant le traitement grâce à un échauffement graduel de la peau.

RMD VISAGE N° 90459*

REMDELAGE CUTANÉ GRÂCE À LA SYNERGIE DE 5 TECHNOLOGIES NON INVASIVES

Système unique conçu pour apporter un soutien distinctif à tout traitement de la peau, à l'atténuation des rides d'expression liées à l'âge, au resserrement des pores et au raffermissement des muscles du visage. Cet appareil combine de façon optimale, sécuritaire et efficace cinq technologies d'électrothérapie reconnues. L'appareil utilise les Ultrasons; le HVPC, le HVSPC, le courant galvanique ainsi que les microcourants pulsés.

- Rides • Sillions nasogéniens • Tonus musculaire • Texture de la peau

SOLI-LITE VISAGE ET CORPS N° 101088*

PHOTOBIOSTIMULATION

Système de photobiomodulation à quatre couleurs (LED) pour Visage et Corps, conçu pour traiter une variété de conditions de la peau. Il aide la peau à bénéficier des effets curatifs de la lumière en toute sécurité grâce aux propriétés non thermiques et non traumatiques des LED. Les LED déclenchent et régulent l'activité des cellules (photostimulation) du tissu biologique à travers les mitochondries.

- ◆ Lumière rouge : 633nm cible le derme (photo-vieillessement).
- ◆ Lumière bleue : 415nm cible l'épiderme (acné).
- ◆ Lumière jaune : 590 nm cible la circulation sanguine et lymphatique. (action en surface).
- ◆ Infrarouge: 830nm cible les tissus sous cutanés profonds. (guérison des blessures).

VASCULYSE N° 97218*

THERMOCOAGULATION

Ce système médical basé sur la haute fréquence permet d'obtenir une peau radieuse et sans imperfection vasculaire sur le visage. Cette technologie unique et simple d'utilisation procure des résultats instantanés.

*Autorisé pour la vente au Canada

Silhouet-Tone

LE CORPS



PR.CELL 2G

Appareil permettant la réduction de l'apparence des capitons et de la peau d'orange en 3 niveaux de succion et forme d'ondes :

1. Programme de massages légers
2. Programme de réchauffement intermédiaire
3. Programme de réchauffement profond des tissus conjonctifs près de la peau



DISTRIBUÉ PAR SILHOUET-TONE

SPIRIT ÉPILATION LASER

Appareil de soin médico-esthétique qui combine les avantages de 3 longueurs d'onde simultanément : 755, 810 et 1064 nm. Offre d'excellents résultats sûr, rapide, efficace et confortable. Traitements à mouvement ultrarapide « in motion » traitement des 2 jambes complètes en à peine 20 minutes.



IPL EXTRA 818

- Photo-épilation
- Rajeunissement du visage
- Taches pigmentaires
- Télangiectasies
- Acné légère à modérée



L'ÉLECTROLYSE



ÉVOLUTION 7HD

L'Évolution 7HD présente une combinaison révolutionnaire dans le monde de l'électrolyse : la puissance et l'efficacité d'une fréquence à 6,78 MHz, avec le confort d'un mécanisme basé sur le concept exclusif de modulations séquentielles.

- ◆ Mode manuel ou préprogrammé vous donnant le plein contrôle sur votre traitement.
- ◆ Un écran tactile assure une vision simple, concrète et interactive du traitement.
- ◆ Une modulation ultrarapide de 2/1000 de seconde est combinée avec la puissance des basses fréquences de 6,78 MHz.

ST-250

Appareil électrique pour l'épilation simple et polyvalente, utilisant quatre modes en thermolyse et cinq modes en blend, préprogrammé pour traiter jusqu'à 18 zones sur le visage et le corps.

- ◆ 4 modes en thermolyse : superflash, flash, lent, pulsé.
- ◆ 5 modes en blend : blend pulsé, unblend (H.F. constant), H.F. premier, galvanique premier, H.F. contrôle pédale.





Fondé en 1965, Silhouet-Tone est considéré comme un des pionniers de la science au service de l'esthétique. Manufacturier d'équipement et de mobilier médico-esthétique, Silhouet-Tone innove sans cesse et introduit sur le marché des appareils révolutionnaires. Axé sur l'excellence, sans compromis sur la sécurité, toutes ses composantes répondent aux normes les plus strictes de la profession et sont certifiées par les autorités compétentes de la santé. Présent dans plus de cinquante-trois pays, Silhouet-Tone est basé au Canada avec des bureaux aux États-Unis et en Europe.

Reconnue mondialement, la compagnie réévalue sans cesse ses méthodes, ses techniques et son matériel pourtant éprouvés en vue de les améliorer. Silhouet-Tone s'est forgé une réputation en tant que chef de file dans l'industrie, recevant de nombreux prix et distinctions en reconnaissance de son engagement à innover.

Silhouet-Tone croit fermement que la recherche de la beauté ne devrait pas occasionner de douleur ou d'inconfort au patient. Mieux encore, la compagnie est fermement persuadée que cette quête de la beauté devrait être aussi bénéfique pour le praticien que pour son client et s'attache à fabriquer des équipements qui allient confort, maniabilité tout en usant des technologies les plus innovatrices et les plus performantes sur le marché.



S.T-MÉDIC est la gamme médicale de produits de Silhouet-Tone, spécialisée dans le rajeunissement et le raffermissement. Elle comprend également une gamme d'appareils offrant des soins révolutionnaires pour le traitement des imperfections cutanées et l'épilation.

SIÈGE SOCIAL
SILHOUET-TONE CORPORATION
 2185, rue Michelin
 Laval (Québec) H7L 5B8
 — 1 (866) 340-9456



Silhouet-Tone corporation
 2185, Michelin
 Laval, Québec H7L 5B8 Canada
 Tél.: 450 687-9456, 1 866 340-9456
 info@silhouettone.com

Silhouet-Tone (U.S.A.)
 7227 NW 54th St
 Miami, Florida 33166 U.S.A.
 Tél.: 1 800 552-0418
 stusa@silhouettone.com

ZENDA CORP SA
 1, Chemin des Cibleries
 1896 Vouvry, Suisse
 Tél.: +41 22 775-15 60
 ste@silhouet-tone.com

Silhouet-Tone France Sarl
 14, Avenue du Dr Palluel
 74160 St-Julien-en-Genevois, France
 Tél.: +33 4 50 49 45 32
 stf@silhouet-tone.com



**APPAREILS
 SPÉCIALISÉS**

